

High Level Ozone Disinfector For Laboratory Use

研究施設向けオゾン殺菌装置 HZシリーズ





株式会社IHIシバウラ

人、動物、環境に優しい高度消毒をご提案します。

IHIグループでは医療用オゾン殺菌装置をはじめ、さまざまな分野で 人の安心環境を創造する製品を開発してきました。

このたび製薬会社、公的研究機関や大学などの研究施設での高度消毒処理 に利用できるオゾン殺菌装置HZシリーズをご提案いたします。 株に実験動物体制での領意家(なり、シエリス)。 増え オス物里のみれ

特に実験動物施設での飼育室(クリーンエリア)へ搬入する物品のうち オートクレーブ処理ができない非耐熱性物品の高度消毒処理に最適です。 すでに大手製薬会社、大学などの研究施設において紫外線、薬剤噴霧、 ホルマリンガス、過酸化水素ガス、またはエチレンオキサイドガス(EOG) に代わる手法として利用されています。




オゾンとは

- 酸素原子3個で分子を構成する物質 フッ素に次ぐ酸化力がある
- 対象物を処理した後は酸素に戻る 酸化、殺菌、脱臭、漂白の4つの作用 非常に分解しやすい


IHIオゾンの特徴

- 1. 酸素原料でオゾンを生成するため、窒素酸化物を生成しません。
- 2. エチレンオキサイドガス (EOG)、ホルマリンガス、過酸化水素ガスのような残留毒性がありません。
- 3. 消毒終了後は、余剰オゾンガスを※0.1ppm以下の濃度まで 自動分解します。
- 4. 空気と純水と、わずかな電気代だけで消毒をおこないます。 ※日本産業衛生学会許容濃度の勧告値

オゾンによる殺菌メカニズム



細胞表層構造の変化 (溶菌) DNAの損傷








オゾン処理後

オゾンの消毒効果と指標

オゾンの消毒効果を管理するためCT値(オゾン濃度ppm×暴露時間min)を指標とします。 消毒対象病原体によってCT値を設定してください。装置が自動で処理を行います。

例)芽胞菌(ティザー菌など) 10^6 cfuの殺滅に必要な最低 CT 値=72,000 一般細菌(黄色ブドウ球菌、緑膿菌など) 10^6 cfuの殺滅に必要な最低 CT 値=6,000




濃度が上がれば処理時間は短く、 濃度が上がらなければ処理時間が長くなります。



オゾンの安全性について

IHIのオゾン殺菌装置は、オゾンに直接触れない構造となっており、また漏洩センサーなどの安全装置を備えていますが、さらに安全にご使用いただくために、オゾンの特性について理解してください。

- 1. 高濃度のオゾンは人体に有害です。
- 2. オゾンの人体への影響は、オゾン濃度と、そのオゾン への接触時間によって決まります。右のグラフは、ど の程度のオゾン濃度と接触時間の場合に、人体への 影響が現れるかを示しています。
- 3. 取扱説明書の内容に従わず、取り扱いを誤った場合、 右のグラフの「有害域」に人体がさらされる恐れがあり ます。「有害域」の高濃度オゾンを吸入すると、肺や鼻、 喉などの呼吸器系に障害を与えます



オゾン殺菌庫



着衣 / マスク / キャップ / パソコン※ / 実験動物飼育ケージ / 実験器具 等

※処理条件、処理回数によって壊れる恐れがあります。

片扉式

(Single-Door-Type) 殺菌対象物を滅菌バッグ などに入れ高度消毒します。

両扉式

(PassBox-Type) 通常区域から清浄区域へ搬入 する器具などをパスボックスで高度消毒します。

減圧型オゾン殺菌庫

HZ-SVシリーズ











減圧、常圧のモードを選択でき対象物に合わせた処理が可能

徴

減圧処理では予め缶内を真空にしオゾンを注入するため 浸透しにくい対象物を処理するのに最適

高濃度オゾンと高効率分解機能により短時間処理

高濃度用オゾン濃度計搭載でCT値を全て自動で管理

安全対策として漏洩センサーを搭載し万が一のオゾン漏れにも対応

□基本仕様

型式	HZ-SV (方扉式)	HZ-SVW (両扉式)	
寸 法	外観寸法:W1300×D1085 (1170)×H2000 (2114)mm ※括弧寸法はハンドル等の 缶内有効寸法:W600×D507×H600mm 突起物を含む寸法	外観寸法:W1650×D864 (1092)×H2200mm 缶内有効寸法:W500×D700×H500mm	
オゾン発生量	5g/h以上	5g/h以上	
処 理 時 間	4時間以内(処理条件により異なる)	4時間以内(処理条件により異なる)	
電源	3相 AC200V 50A	3相 AC200V 50A	
皮相電力	5.0kVA(端子台受け) 以下 (設備ブレーカー: AC200V、50A)	5.0kVA(端子台受け) 以下(設備ブレーカー:AC200V、50A)	
重 量	約900kg	設置条件により異なる	
装置周囲温度	20~30℃	20~30℃	
装置周囲湿度	30~85%RH	30~85%RH	
周囲気圧	大気圧	大気圧	
付 属 品	網棚用フック8個 網棚2枚	網棚用フック8個 網棚2枚	
給 水	純水を使用(2.5L /1回処理)	純水を使用(2.5L /1回処理)	
排水	排水量 2.5L /1回処理 (流量 2L / min)	排水量 2.5L /1回処理 (流量 2L / min)	
特記事項	・缶内オゾン濃度計 紫外線吸光式付 ・印字プリンタ感熱ラインドット式付(缶内オゾン濃度、CT値、缶内温度、缶内湿度を記録紙に記録) ・湿球温度計測用ウイックは、1ヶ月毎に交換要	・缶内オゾン濃度計 紫外線吸光式付 ・印字プリンタ感熱ラインドット式付(缶内 オゾン濃度、CT 値、缶内温度、缶内湿度を記録紙に記録) ・湿球温度計測用 ウイックは、1ヶ月毎に交換要	

オゾン殺菌処理フロー

処理方法の選択 【減圧処理または常圧処理】

処理スタート

缶体内部条件調整 温度·湿度·圧力

オゾン生成・注入


殺 菌


オゾン分解・ エアレーション

排水、缶体冷却

オゾン殺菌処理完了

オゾン殺菌庫CT値





- 1. オゾン殺菌庫缶内をオゾン殺菌に必要な温度、 湿度条件に調整する。
- 2. オゾン殺菌庫缶内を-70kPaまで減圧後、オゾン を注入する。

缶内を減圧するため、缶内対象物内の邪魔な 空気が排出され、代わって注入されたオゾンが 対象物内部まで浸透する。

オゾンの殺菌効果の指標はCT値(オゾン濃度× 反応時間ppm・min)で表される。オゾン殺菌庫減圧処理の場合、オゾンを注入し、対象物に浸透 する範囲 を有効CT値として積算する。 3. 缶内は、オゾンの注入により常圧(0kPa)に戻る

- 4. 缶内のオゾンをオゾン分解触媒により酸素に分解し、缶外に排出する。

ため、-70kPaが-10kPaに戻った時点で再度 缶内を減圧しオゾンを注入する。本動作は、計 画したCT値に到達するまで繰り返す。

5. 缶内温度を上げ、対象物内部のオゾンを排気すると共に、缶内を乾燥エアレーションする。

■ バイオロジカルインジケーター (BI) による殺菌試験結果

殺菌庫を減圧/常圧の条件下で、CT値を100,000、150,000、300,000で処理

オゾン用 BI



■オゾン減圧殺菌

CT値(ppm·min) 検体市販 B I	100,000	150,000	300,000
B.atrophaeus 10 ⁶ cfu ATCC No.9372	2/10	0/10	0/10

(陽性/検杏数)

□オゾン常圧殺菌

CT値(ppm·min) 検体市販 B I	150,000	300,000
B.atrophaeus 10 ⁶ cfu ATCC No.9372	0/5	0/5

(陽性/検杏数)

⇒ 滅菌の一指標となる10°cfuの芽胞を殺菌

〈引用文献〉外部委託試験: 委託試験先 国立大学法人信州大学

常圧型オゾン殺菌庫



特

徴

常圧処理はパソコン

工具、実験機材などの表面のみを処理するのに最適

高濃度オゾンと高効率分解機能により短時間処理

高濃度用オゾン濃度計でCT値を全て自動で管理(オプション)

安全対策として漏洩センサーを搭載し万が一の オゾン漏れにも対応

※HZ90、900シリーズは片扉式、両扉式 (壁埋め込み) があります。 ※殺菌庫サイズはお客様のご要望に合わせることが可能



オゾンガスくん蒸装置



実験室 / 実験動物飼育室 / 大型実験機器

室内機



オゾンガスくん蒸装置 HZ-100



本体接続部

壁埋め込み式
ワンタッチ接続キット
(オプション)

特 HZ-100 は実験室、実験動物飼育室、大型実験機器を処理するのに最適

微 ホルマリン、過酸化水素ガスと比べ取扱いが容易で 残留毒性がなく後処理も不要


高濃度オゾンと高効率分解機能により短時間処理

高濃度用オゾン濃度計搭載でCT値を全て自動で管理

安全対策として漏洩センサーを搭載し万が一のオゾン漏れにも対応

□基本仕様

型 式	HZ-100
外形寸法	W440×D720×H960mm (室内機、室外機とも)
オゾン発生量	16g/h
加 湿 量	500g/h
処 理 時 間	約12時間 (部屋容積 100m³、CT値 72,000 の場合)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1.5kW (室内機、室外機合計)
重 量	室外機 96kg 室内機 90kg
給 水	イオン交換水 (加湿用) を処理前に 5リットル供給
使用環境温度	室外機 10~30℃ 室内機 20℃
使用環境湿度	10~80%RH (室内機、室外機とも)
付 属 品	通信ケーブル、オゾンガス配管、電源ケーブル、環境オゾンモニタ
特記事項	処理する部屋の状況 (室外への漏れ・オゾンとの反応など) により 処理時間は変わります。




くん蒸時のオゾンCT値を自動計測


オゾンによる飼育室の クリーンナップ(例)

オゾンによるクリーンナップで 作業従事者の負担を軽減します!



- [STEP] オゾン水 (OW-20Z) で洗浄、 2 プレ殺菌をおこないます。
- 「STEP] 空調を止め、扉を目張りします。





オゾンガスくん蒸殺菌終了後は、すぐに入室できます。 もちろん動物の搬入も可能です!

壁掛け仕様

オゾン水生成機 **OW-20Z**

オゾン水はこんな水です

散布後の残留物質 がありません。

除菌力が強力です。

オゾンは他の物質と反応しやすい不安定な性質をもっています。除菌力の強さは この酸化しやすさにあり、その強さは塩素の数倍もあるといわれています。

経済的です。

オゾン水を生成するのに必要なのは、水と空気とわずかな電気代だけです。他 の薬剤と比較して安価にかつ、確実に除菌効果が得られます。



↑ 安全に関するご注意 ◆正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。 ◆無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。

株式会社IHI 株式会社IHIトレーディング 株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 環境・制御機器営業グループ 〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア9階 TEL.(03)5859-5012 FAX.(03)5859-5149

取り扱い・お問い合わせ お気軽にご相談ください。